

Explorer



Ritrova la libertà...

Scooter per la mobilità quotidiana
pieghevole e ultraleggero



Scansiona per ulteriori
informazioni



eFOLDi



...di spostarti in sicurezza.

eFOLDi Explorer è la soluzione perfetta per ritrovare la completa indipendenza

Leader nella progettazione e produzione di scooter portatili e carrozzine elettriche, eFOLDi si impegna per aiutare le persone a riscoprire la propria libertà e indipendenza.

Le soluzioni per la mobilità pluripremiate di eFOLDi sono facili da riporre e trasportare, rendendo gli spostamenti più facili e agevoli, che si tratti di viaggi aerei, via terra o via mare.



eFOLDi



In poche mosse possono essere piegati per spostarsi in auto, bus, treno, aereo o nave: la scelta è tua

eFOLDi Explorer è lo scooter portatile pluripremiato per la mobilità quotidiana da strada* o asfalto.

Pesa solo 17 kg**, si apre e si chiude in pochi secondi ed è facile da riporre e trasportare.

L'assemblaggio è semplice: basta aprirlo e il gioco è fatto.

Cosa rende eFOLDi unico...

Leggero – facile da spostare e alzare



Portatile – facile da portare con te, ovunque



Compatto – si piega fino alle dimensioni di un bagaglio a mano



Resistente – materiali duraturi per spostarsi senza pensieri



Compatto, comodo, veloce e facile da piegare... il modello Explorer ha tutto ciò che serve

- Uno scooter per la mobilità quotidiana facile da usare e piegare, per uso in strada* o su asfalto
- Pesa solo 17 kg**, ma grazie alla sua struttura molto resistente può sostenere fino a 120 kg di peso
- Agile e facile da guidare
- Si piega con facilità, entra nella maggior parte dei bagagliai e può essere trasportato in aereo
- Raggiunge la velocità massima di 12 km/h e ha un'autonomia di 22 km
- Il compagno di viaggio perfetto!



Affronta la vita con più leggerezza

L'unione perfetta di stile, portabilità e versatilità, senza scendere a compromessi

"Semplicemente magico. Il mio eFOLDi Explorer mi rende completamente autonoma negli spostamenti e mi permette di fare tutto ciò che facevo quando ero più giovane e più agile".

Maggie, Londra



Resistente, sostiene
una portata massimadi
120 kg

Chiave di accensione per
maggiore sicurezza
e tranquillità

Comandi semplici
e reattivi

Seduta imbottita con
sospensioni

Pneumatici per una
circolazione senza
ostacoli

Ampia borsa
portaoggetti

Motore potente per i
diversi terreni

Comoda
maniglia

Facile da sollevare,
riporre e trasportare

Si piega in un
formato compatto in
pochi secondi

Adatto ai viaggi
aerei, batteria al litio

Luci di arresto
e indicatori di
direzione
ben visibili



Specifiche*

Velocità massima	12 km/h
Autonomia massima	22 km
Portata massima	120 kg
Pendenza sostenibile	1:6
Folded dimensions	66 x 56 x 40cm
Peso senza batteria	17 kg
Peso con batteria	19 kg
Tipo di utilizzo	Da strada (omologato per il Regno Unito) / asfalto
Sistema frenante	Manuale
Adatto al trasporto in aereo	Sì

* Ces caractéristiques peuvent évoluer selon les tolérances standardisées.

Explorer

...e goditi la vita.

"Il mio eFOLDi Explorer mi ha cambiato la vita, rende tuttocosì semplice"

Danielle, Colchester



Scansiona per
ulteriori informazioni

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Trova il rivenditore eFOLDi:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi