

Lite



Hervind uw vrijheid ...

Ultralichte, opvouwbare scootmobiel
voor op reis



Scan voor meer



eFOLDi



...en trek er vol vertrouwen op uit.

De eFOLDi Lite is de perfecte oplossing voor inclusieve onafhankelijkheid

Als erkend koploper op het gebied van ontwerp en productie van draagbare scootmobielen en elektrische rolstoelen streeft eFOLDi ernaar mensen te helpen hun vrijheid en onafhankelijkheid te hervinden.

De award-winnende mobiliteitsoplossingen van eFOLDi zijn niet alleen handig op te bergen en te vervoeren, ze maken reizen makkelijk en uitvoerbaar – ter land, ter zee én door de lucht.



eFOLDi



Vouw hem op en stap in de auto, bus, trein, vliegtuig of cruiseschip - u bent vrij om te gaan waarheen u maar wilt

De eFOLDi Lite is een van 's werelds lichtste en compactste inklapbare scootmobielen voor op reis.

op te bergen en mee te nemen. Geen ingewikkelde montage nodig - gewoon uitvouwen en klaar.

Met een gewicht van slechts 14 kg** is de eFOLDi Lite binnen enkele tellen in- en uitgekapt, dus makkelijk

Wat eFOLDi uniek maakt...

Lichtgewicht - moeiteloos dragen en tillen



Draagbaar - makkelijk meenemen, overal



Compact - inklapbaar tot handbagageformaat



Robuust - duurzame materialen geven een gerust gevoel



Lite

Compact, comfortabel, snel en makkelijk inklapbaar... de Lite heeft het allemaal

- Makkelijk te gebruiken scootmobiel voor op reis
- Met slechts 14 kg** buitengewoon licht en toch uiterst robuust met een draaggewicht tot 120 kg voor gebruikers.
- Soepel en zeer wendbaar, met automatische snelheidsregeling voor draaien die zorgt voor extra stabiliteit



De lichtgewicht manier om uw leven zelf richting te geven



Weegt slechts 14 kilo, voor makkelijk opbergen en meenemen

"Ik klap mijn eFOLDi Lite in enkele seconden in tot het handbagageformaat zodat ik hem thuis maar ook tijdens het reizen in de auto, trein, bus of touringcar makkelijk op kan bergen."

Roger, Essex – Engeland



Lite met rode zitkussens en armleuningen (optioneel)

*Exclusief accu

Eenvoudige en intuïtieve bediening

Zeer wendbaar

Robuust, vervoert gebruikers tot 120 kg

Ultra-lichtgewicht van slechts 14 kg

4-punts zwevend stoelophangingsysteem

Accu oplaadpunt



Snelheidsregeling voor automatisch draaien

Lithium-ion accu met actieradius van 16 km

Snel afneembare wielen voor een extra 1 kg lichter

Gepatenteerd, award-winnend ontwerp



Inklapbaar voor eenvoudig opbergen of vervoeren in enkele tellen



Specificaties*

Maximale snelheid	6 km per uur
Maximale actieradius	16 km
Maximaal gebruikersgewicht	120 kg
Klimvermogen	1:10 hellingsgraad
Ingeklapte afmetingen	65 x 55 x 37 cm
Gewicht (excl. accu)	14 kg
Gewicht (incl. accu)	16 kg
Type gebruik	Alleen trottoir
Remsysteem	Elektromagnetisch
Regeling draaisnelheid	50% snelheidsreductie bij 20 graden draaien of meer
Vliegtuigvriendelijk	Ja

* Specificaties kunnen variëren als gevolg van productietoleranties



Lite

...en geniet ervan om uzelf te zijn.

“Wat een geweldig ding. Mijn man is zo blij dat hij iets heeft wat zo makkelijk hanteerbaar is”

Lisa Ruxton



Scan voor meer

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Uw plaatselijke eFOLDi:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW, Verenigd Koninkrijk.

eFOLDi